

- **Adequada para pessoas:** Médico, estudantes, paciente, fogão, limpador, trabalhadores de escritório, etc
- **Adequado para a ocasião:**Hospital, indústria de alimentos, workshop livre de poeira, escola, sala limpa, casa etc
- **Introdução ao Produto:** O produto é feito de não-Tecido tecido tal como aquecimento ultra-sônico, gravata ou gancho no pescoço, cintura traseira com laços.
- **Ele é projetado** sob material não tecido.Hot tamanho em 115 * 137cm que pode caber a maioria dos usuários, também pode suportar personalizar o tamanho e o estilo para garantir vestindo e uso. O pacote bem agradável e econômico é popular para Consumers.sterile Embalagem quente em médica.
- **Este tipo de vestido cirúrgico descartável** tem boa permeabilidade ao ar, confortável de usar, prevenção de poeira Ambiente ambiental.Custom produzir pode ser ajustável para caber confortável sem vidro fibra,hipoalergênico

Especificações

Descrição	China Hubei atacado CE ISO Aprovado Estéril Up. Uso Médico SMMS Scrubs
Material	Non tecido, material grama material de 18-60g Diga o que você quer, recomendamos um melhor para atender às suas exigências
Característica	Anti skid, anti estática, hipoalergênico, confortável, alta respirabilidade, fibra de vidro, látex livre, amigável
Estilo	Amarre Witit.
Tamanho	L115 * W137cm, 120 * 140cm, 135 * 142cm etc (tamanho é tamanho do ombro)
Cor	Azul, branco, amarelo, verde etc
Formulários	H.pessoal médico clínico e pacientes. laboratório, indústria alimentícia, fabrica eletrônica e assim por diante
Amostra	Pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de uma semana
Termo de pagamento	T / t, l / c, d / a, d / p / depósito
Tempo de entrega	1 * 40HQ pode ser terminado em torno de 35 dias. (100.000. PCs por dia)
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou



nt Honest
CA INTERNATIONAL





