

## Indicações

Amplamente utilizado no hospital, fábrica de alimentos e oficina sem poeira

## Embalagem normal

100pcs/bolsa, 10bags/ctn

## Especificações da capa de manga azul de PE

Item	Fornecedores de capa de PE azul de PE de plástico elástico elástico elástico elástico
Material	EDUCAÇÃO FISICA
Peso	2.5-5g
Estilo	com elástico
Tamanho	20*40cm, 20*44cm, 20*60cm etc
Cor	azul
Embalagem	100pcs/bolsa, 10bags/ctn
PDesign de aching	Toda caixa interna e impressão de caixa pode ser como seu design
Design de caixa	40*20*32cm
Formulários	Amplamente utilizado no hospital, fábrica de alimentos e oficina sem poeira
MOQ	50000pcs
Amostra	pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de 3 dias
Termo de pagamento	T/T, L/C, D/A, D/P/DESCROW
Tempo de entrega	À medida que você quantidade (podemos terminar 100000 PCs por semana)
Porta FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



