

rosto polipropileno máscara descartável, designer de moda máscaras cirúrgicas, máscara com filtro anti-poeira

Indicações de máscara descartável

- 1) máscara facial estéril é para hospitalares, clínicas, médicos e pacientes;
- 2) máscara facial não-estéril pode ser usado para oficina livre de poeira, fábrica de alimentos e assim por diante.

Descrição da máscara descartável

- 1) 17,5 * 9,5 centímetros, tamanho único mais;
- 2) orelha loops extra-suave eliminar a pressão para os ouvidos;
- 3) A camada interna feita de tecido facial suave, sem corante, nenhum produto químico, suave para a pele, que é alta filtração, BFE 99,5, PFE 99,7% a 0,1 micron;
- 4) Fluid resistente, livre de látex, fibra de vidro livre, inodoro;
- 5) TIPO IIR padrão de qualidade, confortável para os profissionais médicos e pessoal de saúde;
- 6) Eles são usados principalmente em hospitais, centros de saúde, clínicas dentárias e farmácias.

Embalagem de grife cirúrgico máscaras

50pcs / box, 40boxes / ctn, 52x19x42cm;
1 * 20 contêiner GP pode conter 1.400.000 Pcs de máscaras, 700 ctns;
recipiente 1 * 40 HC pode conter 3.450.000 Pcs de máscara, 1725 ctns.
Ou como suas exigências.

Os termos comerciais do designer cirúrgico máscaras

MOQ	100.000 pcs
Preço	Negociável
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Capacidade de fornecimento	1.000.000 unidades / dia, 1 * 40 recipiente HQ pode ser concluído em 15 dias
prazo de entrega	Normalmente 30 dias após a confirmação da ordem
Amostra	A amostra está livre, pode ser preparado bem em 2 dias

Imagem de máscara com filtro

