

Especificações de máscara de rosto não tecida descartável impressa:

3 camadas, fora é impresso pp não tecido, dentro de camadas é branco pp não tecido, camada média é alto padrão 99 papel de filtro. With estilo de loop de orelha.

Peso: 35 + 25 + 25g (confortável, sem fibras de vidro, látex livre, suave e respirável)

Tamanho: 17.5x9.5cm (adulto)

Vantagens

1. Resistência muito baixa à respiração, livre de cheiro estranho, sem qualquer sentimento estimulante.
2. Barra de nariz pode ser adaptável, confortável, sem fibras de vidro, látex livre.
3. PFE (eficiência de filtração de partículas não oleosas) $\geq 30\%$.
4. BFE (eficiência de filtração de bactérias) $\geq 95\%$ (99%).
5. Use a tecnologia de solda ultrassônica, vestindo confortável.
6. Branco, azul, verde, vermelho, rosa, amarelo pode estar disponível

embalagem

Não estéril, 50 pcs / caixa, 2000pcs / CTN, tamanho da caixa: 52x38x34cm,

Indicações

1. Os produtos estéreis são usados para pessoal médico clínico hospitalar e pacientes.
2. Os produtos não estéreis podem ser usados para oficina livre de poeira, hospital, laboratório, indústria alimentar, fabricantes eletrônicos e assim por diante.
3. Para evitar a propagação de fluidos corporais e conteúdo de respingos de sangue e isolar a poeira, partícula, álcool, sangue, bactérias e invasores de vírus.

Prazo de pagamento: t / t, l / c, d / a, d / p / depósito

Tempo de entrega: como sua quantidade (podemos terminar 1 milhão PCs por dia)

Porto FOB: Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Especificações de máscara de rosto cirúrgico descartável

Descrição	Impresso descartável não tecido 3ply máscara de rosto impresso descartável não tecido 3ply máscara
Material	3ply, pp não tecido
Peso	35 + 25 + 25G (confortável, sem fibras de vidro, livre de látex)
Estilo	Loop de orelha elástica (látex livre)
Tamanho	17.5x9.5cm (adulto)
Cor	Branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho (todas as cores podem estar disponíveis)
embalagem	Não estéril: 50 pcs / caixa, 2000pcs / ctn
Design de embalagem	Toda a caixa interna e a impressão da caixa podem ser como seu projeto
Tamanho da caixa	52x38x34cm.

Formulários	Pessoal médico clínico hospitalar e pacientes. workshop sem poeira, laboratório, indústria de alimentos, fabrico eletrônico e assim por diante
MOQ.	100000 PCs.
Amostra	Pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de uma semana
Termo de pagamento	T / t, l / c, d / a, d / p / es