

máscara protectora protetora 3 Ply com gancho; anti-poeira máscara sala limpa cara; máscaras cirúrgicas coloridas

Descrição da máscara facial 3 Ply com gancho

- 1) 17,5 * 9,5 centímetros, tamanho único mais;
- 2) orelha loops extra-suave eliminar a pressão para os ouvidos;
- 3) A camada interna feita de tecido facial suave, sem corante, nenhum produto químico, suave para a pele, que é alta filtração, BFE 99,5, PFE 99,7% a 0,1 micron;
- 4) Fluid resistente, livre de látex, fibra de vidro livre, inodoro;
- 5) TIPO IIR padrão de qualidade, confortável para os profissionais médicos e pessoal de saúde;
- 6) Eles são usados principalmente em hospitais, centros de saúde, clínicas dentárias e farmácias.

As especificações da máscara sala limpa rosto

Material	PP não tecido + papel de alta filtração + PP não tecidos
tecido de peso	Poderia ser como seu pedido
suporte de ouvido	Amarre em ou suporte de ouvido
Tamanho	17,5 * 9,5 centímetros, ou como suas exigências
Cor	branco / azul / verde / rosa / amarelo / laranja / roxo / limão / Capri azul / Borgonha / preto
Embalagem	50 pcs / box de 2000 pcs / CTN, ou como sua exigência
Design de embalagem	todos caixa interna e impressão de embalagem exterior pode ser como seu projeto
aplicações	hospital, laboratório, indústria alimentar, oficina livre de poeira, eletrônico fabrica e assim por diante

Produzimos seguintes tipos de máscaras cirúrgicas coloridas

- 1) 3ply ou 2 ply não tecido máscara facial
- 2) 2 dobras ou máscara facial de papel 1ply
- 3) 4 ply máscara de carvão activo

Imagem de máscara facial 3 Ply com gancho



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

