

## Resumo

Cobertores médicos que não podem ser implantados são feitos de não tecido e politel nele.

Fornecer calor e conforto durante a emergência de primeiros socorros

Amplamente utilizado para o uso de pacientes únicos

Perfeito para uso de emergência, equipamentos de primeiros socorros, centros de atendimento de emergência, hospitais e outras instalações de assistência médica

Este material é livre de látex

## Material:

100% poliéster dentro, fora do PP não tecido

Recursos: descartável, impermeável

Tipo: folha plana, cobertor amigável-amigável

Formulário: retângulo

Padrão: listrado

Uso: hotel, descartável, hospital

é\_customizado: Sim

Peso: 220-700G, 220-700G

Temporada: Four Seasons

Nome do produto: cobertor médico descartável

Palavras -chave: descartáveis

Cor: azul, branco ou ajustado

Tecido: 100% poliets, PP não tecido

Uso: companhias aéreas, hospitais, lares de idosos

Logotipo: receba logotipo ajustado

Tamanho: Receba tamanho ajustado do tamanho

Design: Aceite designs especiais

Pacote: 1 PC/Poli Bag

Detalhes rápidos

Local de origem: China

Material: poliéster + não -tocado

Recursos: dobrado, descartável, massagem, à prova d'água

Técnica: não tecido

Formulário: quadrado

Uso: aquecendo, os pacientes se movem

é\_customizado: Sim

Capacidade de fornecimento

Capacidade de fornecimento: 100000 peças/peças por semana

Embalagem e envio

Porto: FOB Wuhan/Shanghai/Ningbo

Tempo de espera:

Quantidade (corte)	1 - 100000	> 100000
HUSA. Hora (dia)	20	A ser negociado

bens	pontuação
Lugar de origem	China
Ingrediente	Poliéster + não -levado
Característica	Dobrado, descartável, massagem, à prova d'água
Técnica	Não anual
Forma	Caixa
Usar	Aquecendo pacientes e movimentos
é customizado	Sim



Usado em: Hospital de Emergência em Lar de Enfermagem

pode ser embalado individualmente

Descrição do produto







