

O estilo do descartável lençol para hospitais

Plano, elástico nas duas extremidades, elástico nos quatro cantos;

Também produzimos folhas extensíveis.

Os detalhes sobre o lençol descartável para hospitais

1. Material: não tecido SPP, SMS, microporoso, entrelaçado
2. Peso: 20-100gsm
3. Cor: branco, verde, azul, amarelo ... etc.
4. Tamanho: 200cm * 120cm / 200cm * 90cm / 180cm * 120cm / 180cm * 90cm / 90 * 60cm (pode ser feito de acordo com a demanda do cliente)
5. Estilo: elástico em duas extremidades ou elástico em quatro cantos, também temos um estilo plano,
6. É uma boa barreira para sangue, fluidos corporais e patógenos, sem látex, resistente à abrasão, baixo fiapo, com um alto nível de repelência a fluidos.
7. É amplamente utilizado em hospitais para leitos de emergência e cirúrgicos.

Embalagem de lençol descartável para hospitais

Embalagem esterilizada	1 pcs / saco plástico de papel estéril, 50 pcs / Ctn
Embalagem normal	5 unidades / bolsa, 50 unidades / Ctn
Observações: todos podem ser personalizados de acordo com suas necessidades reais	

Imagens de lençóis descartáveis para hospitais

