

Product details

Características do SMS45g vestuário descartável cirúrgica

1. O avental cirúrgico é durável, macia, leve, confortável, abrasão e eletricidade estática resistente.
2. O avental cirúrgico é o ar e permeável ao vapor, ao mesmo tempo resistindo fluido água e aerossol.
3. O vestido é feito de SMS de alta densidade de 100%, sem aditivos, adesivos.
4. O avental cirúrgico é especialmente revestida para prevenir prejudicial, pó superfino, ácido densityinorganic alta, soluções alcalinas e sal.

Especificação de SMS45g vestuário descartável cirúrgica

descrição	SMS45g fabricante cirúrgica descartável vestuário, a medicina bata descartável cirúrgica, hospital cirúrgico vestidos de cortinas
Material	SMS (polipropileno Spunbond tecido não tecido + Meltblown tecido não tecido + polipropileno Spunbond tecido não tecido)
tamanho	S (110 * 130 centímetros), M (115 * 137 centímetros), L (120 * 140 centímetros) XL (125 * 150 centímetros) 2XL (130 * 150 centímetros) ou quaisquer outros tamanhos personalizados
gramagem	16-65gsm está disponível (como seu pedido)
detalhes	estilo estéril e não estéreis, padrão e reforçada, padrão e ultra-som, com e sem toalhas. velcro na gola, gravatas na cintura, punhos de malha
cor	azul
Embalagem	não estéril, 10 pcs / saco, 50pcs / ctn ou 100pcs / ctn. estéril, 1 pcs / saco estéril, 50pcs / ctn ou 100 pcs / ctn
Aplicação	Medical & saúde / Casa / Laboratório
Característica	Durável, Eco-friendly, não-tóxico, respirável e flexível Anti-álcool, anti-sangue, anti-óleo, anti-bactérias, , À prova de ácido à prova d'água, à prova de Alkali, estabilizador UV, não mais branda
Entrega	Um recipiente 40HQ pode ser semiacabados dentro de 15-25 dias.
Armazenamento	Armazenado em local seco, a umidade abaixo de 80%, ventilado, não corrosivo gases armazém
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Nota	1. Este produto pode ser esterilizado por óxido de etileno.
	2.Validity: 3 anos

OEM	1.Material ou outras especificações podem ser de acordo com customers' requirements. 2.Customized Logo / marca impressa. 3.Customized embalagem disponíveis.
Certificado	CE, ISO13485, FDA

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, amostra grátis.
- 2, ordem pequena aceitável;
- 3, termos L / C, T / T, D / P disponíveis;
4. FOB, CNF, CIF, termos EXW disponível;
- 5, preço competitivo e estável, porque nós somos fábrica.
- 6, produtos qualificados. 3ª inspeção de produtos parte é aceitável.
- 7, serviço de OEM. Mais opções no material, modelo, tamanho e embalagem;
- 8 e prazo de entrega. O melhor tempo de espera é 25-30 dia para um recipiente 40HQ.
- 9, Professional serviço de exportação. Documentação, desembaraço, transporte marítimo, tudo em um.
- 10, bom serviço pós-venda. Tomamos queixas de cuidados como gostaríamos de ser seu fornecedor a longo prazo!

