

Máscara facial descartável de embalagem única

Descrição do Produto

Fornecedor de máscara facial de alta filtração para proteção auricular descartável de 3 camadas

Feito de 3 camadas, camada interna e externa de PP não tecido, papel de filtro de alto padrão de camada intermediária 99. Estilo orelha-loop.

Vantagem

1. Fabricante direto, máscara cirúrgica 3ply não tecida com certificação ISO CE FDA, em qualquer cor.
2. ISO, CE, FDA, BFE > 99%, padrão tipo II / Tipo IIR.
3. Capacidade: 1000.000 unidades / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
4. Solta, fácil respiração, eco-friendly, design de embalagem OEM, serviço dentro de 24 horas.
5. Adequado para a pele, hipoalergênico, confortável, respirável, sem fibra de vidro, sem látex
- 6, pode ser embalado individualmente.

Especificação

material	3ply, PP não tecido 25g + filtro 25g + pp não wovn 25g
Recursos	Amigável para a pele, hipoalergênico, confortável, respirável, sem fibra de vidro, sem látex
Estilo	Orelhas elásticas (sem látex)
Tamanho	17,5x9,5cm (adulto)
Cor	branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho, verde-maçã, preto (todas as cores podem estar disponíveis)
embalagem	Não estéril: 50 unidades / caixa, 2.000 unidades / ctn ou 1000 unidades / ctn
design de embalagem	Toda a impressão da caixa interna e da caixa pode ser feita de acordo com seu design
tamanho da caixa	52x38x30cm
Inscrição	Pessoal médico clínico do hospital e pacientes. oficina livre de poeira, laboratório, indústria alimentícia, fabricação de eletrônicos e assim por diante
MOQ	10.000 PCS
Amostra	Pode ser fornecido gratuitamente para verificação de qualidade dentro de uma semana
Termo de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / COMPROMISSO
Tempo de entrega	1 * 40HQ pode ser concluído em 7 a 10 dias. De acordo com sua quantidade (2 milhões de unidades por dia)
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Embalagem e envio

Não estéril: 50 unidades / caixa, 40 caixas / ctn ou 20 caixas / ctn

nosso serviço

1. Fornece produtos da mais alta qualidade

A equipe profissional de QC controla estritamente cada etapa da produção até o carregamento.

2. Tempo de entrega mais rápido

Se for urgente, 1 * 40HQ pode ser concluído em 5-7 dias!

Normalmente, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias!

Temporada agitada, 1 * 40HQ pode ser concluída em 25-30 dias!

3. O preço mais razoável

Investindo constantemente na melhoria de nossos trabalhadores qualificados, produtos e processos para minimizar custos em cada etapa do caminho!

4. Serviço doce e rápido

Nossos funcionários sempre fornecerão pacientemente respostas às suas perguntas em 5-10 minutos.

5. Também podemos ajudar a encontrar produtos conectados.

Além de todos os tipos de produtos médicos descartáveis, também podemos ajudá-lo a encontrar produtos relacionados de acordo com sua solicitação!

Informações da Empresa

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd. ("Orient Honest") é uma empresa global de desenvolvimento de produtos e manufatura direta especializada em inovação e suprimentos médicos e de proteção econômicos. Orient Honest expandiu nossa ampla linha de produtos, como todos os tipos de roupas protetoras descartáveis, aventais cirúrgicos, jalecos, máscaras faciais, lençóis, gorros cirúrgicos, protetores de calçados, mangas, capas de chuva, aventais, gaze, rolos de algodão e assim por diante.

Orient Honest é uma empresa em rápido crescimento, a satisfação do cliente é sempre nossa missão e objetivo. Temos o compromisso de melhorar continuamente nossos processos de fabricação, melhorando o desempenho do produto e desenvolvendo novos produtos com boa relação custo-benefício para atender às demandas de vários clientes e mercados. Todos os nossos produtos atendem aos padrões internacionais de qualidade, como ISO13485, CE, FDA.

Nossos produtos foram exportados para Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e assim por diante.