

Product details

O recurso de cobertura não-tecido folha de cama, lençóis de borracha hospitalar

tecido	Polipropileno, SMS, PP + PE, ou microporosa
Estilo	equipado elastic design,Ideal para todos os tamanhos e estilos de berço abrigo
Função	À prova de humidade
Tamanho	83 "C x 35" W Ou como suas exigências
Embalagem	embalados individualmente

We também fornecer:

- 1) Euvestidos solation, vestidos de pacientes, visita vestidos, batas, macacão, ternos matagal, kimono
- 2) tampas do médico, máscara facial, lençóis, colchas, fronhas, manga cobre, sapatos tampas, capas para botas etc.

Porque escolher-nos ?

- 1) fabricante direto de lençol com elástico, preço de fábrica;
- 2) 10.000 Pcs / dia, podemos terminar 1 * 40 recipiente HQ em cerca de 15 dias;
- 3) CE ISO aprovado pela FDA, qualidade estável
- 4) Serviço em 24 horas, a amostra pode ser terminado em 2 dias, amostra grátis.

Product display

The regular shipment way



FAQ

Q1: .Como você resolve problemas de qualidade se houver algum?

A: Nossa fábrica vai pagar a maior atenção a questões de qualidade. Iremos investigar profundamente a causa raiz dos problemas

e encontrar a melhor solução para evitar quaisquer problemas futuros.

Enquanto isso, a compensação para os nossos clientes irão correspondente.

Q2: Qual é a sua data de expiração produtos?

A: Cerca de 3-5 anos.

Q3: sua empresa tem qualquer sistema de gestão de qualidade, como ISO, EN ou certificado (s) CE?

A: Sim, temos CE, ISO13485, FDA. Relatório de alcance e NELSON.