

Cirurgia personalizada EO descartável Cirurgia Cesária do conjunto do pacote de drapejar usado para a clínica

Nome do Produto	Cirurgia personalizada EO descartável Cirurgia Cesária do conjunto do pacote de drapejar usado para a clínica
Aplicativo	clínica, hospital etc.
Material	Não tecido, SMS, SM / PE, BI-LAM, TRI-LAM, PE, SS etc
Peso	30-50g sm etc.
Característica do produto	1. Peso leve e suave
	2. Excelente absorção de água e à prova d'água
	3. Bloqueio da transmissão de bactérias
Tamanho (cm)	Veja a lista de composição ou como solicitação
Tamanho da caixa	60 * 40 * 45cm, ou como solicitação
Cor	Azul
Certificado	CE & ISO13485.
Esterlização	EO esterilizado / não estéril
Termo de pagamento	T / t, l / c & d / p
Embalagem	1 set / blister saco, 10 pcs / caixa, esterilizado por eo, pode ser personalizado
capacidade de fornecimento	100000 pc / mês
Tempo de entrega	20-40 dias após a ordem confirmada
Termos de negociação	Fob, c & f e exw
Porta de carregamento	Wuhan ou Xangai.
Projeto OEM.	Aceitável

Lista de Composição.				
Não.	Nome do item	Descrição	Tamanho	Unidade
1.	Utilidade de drapeamento com fita	Fita adesiva de 45g SMS +	60 * 80 cm	4.
2.	Drapejar médio	45g sms.	160 * 170 cm	2.
3.	Capa de mesa traseira	45g SMS + 55G PE filme	115 * 225cm.	1.
4.	Toalha de mão	66g de papel branco	40 * 40 cm	2.
5.	Vestido cirúrgico reforçado	43G SMMs anti-estáticos	120 * 150 cm	2.
6.	C-seção	45g sms.	195 * 275 cm	1.
7.	saco de sutura	45g filme transparente PE	33 * 43 cm	1.
8.	Capa de stand mayo.	PE Film + 35g SMS	58 * 137cm.	