

## Máscara de rosto preto de segurança cirúrgica

### Descrição do produto

Máscara de rosto preto de segurança cirúrgica

Feita de 3 camadas, dentro e fora de camadas são pp não tecidos, camada intermediária é alto padrão de filtro de 99 padrão. With estilo de loop de orelha.

### Vantagens.

1. Deiramente fabricante, ISO CE FDA certificada 3ply máscara facial descartável não tecida, quaisquer cores.
2. ISO, CE, FDA, BFE > 99%, tipo II / tipo IIR padrão.
3. Capacidade: 1000.000 pcs / dia, 1 \* 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
4. Laxet livre, fácil respiração, eco amigável, design de embalagem OEM, serviço em 24 horas.
5. Skin-friendly, hipoalergênico, confortável, alta respirabilidade, fibra de vidro livre, látex livre
- 6, pode ser simples embalado.

### Especificações

Material	3ply, pp não tecido 25g + filtro 25g + pp non wovn 25g
Característica	Skin-friendly, hipoalergênico, confortável, alta respirabilidade, fibra de vidro livre, látex livre
Estilo	Loop de orelha elástica (látex livre)
Tamanho	17.5x9.5cm (adulto)
Cor	Branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho, maçã verde, preto, (todas as cores podem estar disponíveis)
embalagem	Não estéril: 50 pcs / caixa, 2000 pcs / ctn ou 1000 pcs / ctn
Design de embalagem	Toda a caixa interna e a impressão da caixa podem ser como seu projeto
Tamanho da caixa	52x38x30cm.
Formulários	Pessoal médico clínico hospitalar e pacientes. workshop sem poeira, laboratório, indústria de alimentos, fabrico eletrônico e assim por diante
MOQ.	10000 PCs.
Amostra	Pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de uma semana
Termo de pagamento	T / t, l / c, d / a, d / p / depósito
Tempo de entrega	1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 7-10 dias. Como você quantidade (2 Millon PCs por dia)
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### Embalagem e transporte

Não estéril: 50 pcs / caixa, 40 caixas / CTN ou 20 caixas / CTN

## **Nossos serviços**

1. Forneça os produtos da mais alta qualidade

A equipe de QC profissional controla estritamente cada etapa da produção até o carregamento.

2. O tempo de entrega mais rápido

Se urgente, 1 \* 40HQ pode ser concluído dentro de 5-7days!

Normalmente, 1 \* 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias!

Temporada ocupada, 1 \* 40HQ pode ser concluída dentro de 25-30 dias!

3. O preço mais razoável

Vista continuamente em melhorar nossos trabalhadores, produtos e processos qualificados para minimizar o custo de cada etapa!

4. O serviço doce e rápido

Nossos trabalhadores serão sempre tão pacientemente fazendo uma resposta de suas perguntas dentro de 5-10 minutos.

5. Nós também podemos ajudar a fornecer produtos conectados.

Além de todos os tipos de produtos médicos descartáveis, também podemos ajudar sua fonte os produtos conectados como sua demanda!

## **Informações da Empresa**

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd ("Orient Honest") é um desenvolvimento global de produtos e a empresa diretamente de fabricação especializada em inovação e custo efetivo de suprimentos médicos e protetores. Orient Honest expandiu-se para nossas extensas linhas de produtos, como todos os tipos de macacão protetoras descartáveis, vestidos cirúrgicos, casacos de laboratório, máscaras faciais, lençóis de cama, tampas cirúrgicas, capas de sapato, mangas de braço, pilhas de chuva, rolo de algodão e assim sobre.

Orient Honest é uma empresa em rápido crescimento, a satisfação do cliente é sempre nossa missão e objetivos. Nosso compromisso com a melhoria contínua de nossos processos de fabricação, melhorando o desempenho do produto e desenvolvendo novos produtos de custo-benefício para atender às demandas de vários clientes e mercados. Todos os nossos produtos estão em conformidade com os padrões internacionais de qualidade, como ISO13485, CE, FDA.

Nossos bens já são exportados para a Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia e assim por diante.

<http://www.china-disposable.com/products/disposable-surgical-face-mask.html>