

Tecido	Camada 1: PP não tecido
Material	Camada 2: papel de alta filtração
prefix = o />	Camada 3: PP não tecido
Estilo	Com protetor auricular elástico
Dimensões size	14,5 * 9,5 cm; 12,5 * 8,5 cm
Tecido woito	25gsm + 25gsm + 25gsm, could estar tal como pediu
Cor	White, bebê azul, bebê Rosa, cinzento
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	200000pcs
Design de embalagem	pode ser como seu projeto
Embalagem	50 0 pçs / bboi, 2000 0 pcs / ctn ou como sua exigência
Capacidade	60.000pcs por dia
Tempo de entrega	7-30 dias
Formulários	Escola, shopping, ao ar livre e qualquer lugar que precise de proteção