V Vestidos cirúrgicos de pescoço são feitos de material protetor de isolamento de alto desempenho. Amplamente utilizado na oficina protetora de segurança médica, asséptica, isolamento de proteção, fábrica de eletrônicos de mineração, fábrica de alimentos Animais de criação de criação de biológico e assim por diante.

Com dois tipos de processos: costura ou ultrassonografia térmica.

## Características do material

## 1. PP V Vestido cirúrgico pescoço

É feito de material hidrofóbico de polipropileno, livre de látex; Resistente à abrasão; Fiapo baixo; Com um alto nível de repelência de fluido.

Cor: branco, verde, azul, amarelo, laranja e assim por diante

Peso material: 30-65gsm.

## 2. PP + PE V Vestido cirúrgico

É feito de material PP + PE, livre de látex; Resistente à abrasão; Repelente completamente impermeável fluido e álcool.

Cor: branco, verde, azul, amarelo.

Peso material: 40-65gsm.

## 3. vestido cirúrgico de pescoço SMS V

É feito de material hidrofóbico de SMS / spunlace, sem látex; Resistente à abrasão; Fiapo baixo; Com um alto nível de repelência de fluido; Uma boa barreira para sangue, fluidos corporais e patógenos.

Com starndard e estilo reforçado. Estilo reforçado com reforço de proteção extra em manga e baú que pode ser completamente impermeável fluido e repelente de álcool.

Cor disponível: branco, azul. Peso material: 35-65gsm.

Amarre / velcro no pescoço, manguito elástico / cutted, padrão ou reforçado.

Nome	Vestido cirúrgico de pescoço v				
Material	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE				
Estilo	Amarre / velcro no pescoço, manguito elástico / cutted, padrão ou reforçad				
Tamanho	S-5xl.				
Cor	Branco, verde, azul, amarelo, rosa, vermelho, cinza, preto etc.				
embalagem	10 pçs / caixa, 10 sacos / ctn ou 1 pcs / saco, 50 pcs / saco				
Design de embalagem	Toda a caixa interna e a impressão da caixa podem ser como seu projeto				
MOQ.	5000 PCs.				
Amostra	pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de 3 dias				
Maneira de pagamento	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, Custódia,				
Tempo de entrega	Capacidade: $10.000 \text{ pcs}$ / dia, $1*40 \text{HQ}$ pode ser concluído dentro de $10-15$ dias;				
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou				

<u> </u>	www.china-di	isposable.con	n/products/di	sposable-gow	ns-with-knitt	ed-cuffs.html#	yj4rnkgzaul