

todos [capa de inicialização](#) são feitos dos materiais da mais alta qualidade, fornecendo excelente proteção e conforto superior:

- materiais não lancinados são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Vário estilo pode ser personalizado de acordo com o seu requisito diferente

Tecido Material	Não tecido
Estilo	Com elástico
Dimensões S. ize	36 * 55 cm pode ser personalizado de acordo com o seu pedido
cor	Cor azul
certificado	ISO13485, FDA, CE.
MOQ:	10000. PCs.
Design de embalagem	pode ser como seu projeto
embalagem	100 pcs / saco, 1000 pcs / caixa, ou como sua exigência
Capacidade	60.000. PCs por dia
Tempo de entrega	7-30 dias
Aplicações	laboratório, consultório, indústria alimentar, Workshop sem poeira

A imagem de. [Tampa de inicialização descartável branca](#)







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



