

## Product details

### O recurso de máscara facial tie-on

- 1) Fluido-resistant, de alta respiração capacidade e proteção contra respingos.
- 2) TyPê IIR padrão de qualidade, em conformidade com a norma EN 14683, padrão do CE
- 3) A eficiência de filtração bacteriana (BFE) de 99 por cento
- 4) isto's projeto plissado e faixas verticais pagar excelente fi facialt
- 5) Feito de um material especial de polipropileno, não citotóxica
- 6) Plicapaz bar shaping nariz, queixo e proteção integral.

### Embalagens e dimensões da máscara de higiene da cara

50 pcs / bboi, tamanho da caixa: 18 \* 10 \* 10cm

2000 pcs / ctn, Tamanho de CTN: 52 \* 38 \* 42 centímetros

Ou como suas exigências.

### Os termos de comércio de máscara de cobertura boca

MOQ	100000 pcs
Preço	Negociável
Termos de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, COMPROMISSO, Paypal
Capacidade de fornecimento	1,000000 pcs / dia, 1 * 40 recipiente HQ pode ser concluído em 15 dias
prazo de entrega	Normalmente 30 dias após a confirmação da ordem
Amostra	A amostra está livre, pode ser preparado bem em 2 dias

## Product display



### The regular shipment way



## FAQ

Q1: Qual é a sua capacidade de produção para a sua grande variedade de o produto?

A: Face capacidade de máscara: 1000.000 peças / dia.

Macacão, vestidos cirúrgicos, revestimento do laboratório, cama capacidade de folha: 10.000 peças / dia.  
capacidade Caps: 200.000 peças / dia. Cada 1 \* 40HQ pode ser terminado dentro de 1 semana.

Q2: qual é o seu MOQ de cada produto?

A: Face máscara / tampas / propés / mangas braço cada MOQ: 50.000 peças.

Roupas e lençóis MOQ: 5000 peças