

**1 TAMANHO DO PRODUTO:**

S M. eu XI. Xxl.

**2. MATERIAL:**

Pp. 30-70GSM.

SMS 30-70GSM.

Sf. 50-70 cm

Pp + pe. 30.-60GSM.

**3. Tratamento de material:**

Tratamento de materiaisResult

Anti-água:SIM

ANTI POEIRA:SIM

Antiestático.:SIM NÃO

Anti-sangue:SIM NÃO

Anti-cool:SIM NÃO

**4.. COR:** Branco, azul, azul escuro, laranja e assim por diante

**5.. USEAGE:**

UMA. QUIMONOser usado no spa e sauna para conveniência o corpo contra a água e a poeira.

B. Kimono pode ser usado na massagem para relaxar seu corpo.

C.Kimono pode ser usado na sala de limpeza, por exemplo, o GMP.

D.Kimono pode ser usado no hospital.

**6.. EMBALAGEM:**

10.PC/sacola , 100 pcs / ctn

**7.. Serviço OEM:**

A.Can Imprimir a banda para o nosso cliente no saco PE

B.Can Imprimir a banda para o nosso cliente na caixa da caixa

**8.. Amostras:**

As amostras podem ser enviadas em 3 dias depois de confirmar.

**9.. DATA DE ENTREGA:**

Isto pode ser enviado em 15 dias após receber o Deposite.

