

Xiantao fornecedor para PP descartáveis peso pesado paciente slide folha CE aprovado

O especificação para folha de correção do paciente do peso pesado

Material	polipropileno
Cor	azul
Estilo	Ultra-sônico vedação do calor, com furo no lado do comprimento
Tamanho	195cm * 85cm (pode ser feito de acordo com a demanda do cliente)
Aplicativo	Hospital, emergência Centro, clínica
MOQ	5.000 PCs
Preço	Negociável
Termos do pagamento	T/t, L/C, d/a, d/P, Western Union, Escrow, Paypal
Habilidade da fonte	10, PCes/dia, 1 * 40 HQ o recipiente pode ser terminado em 15 dias
Tempo de entrega	De acordo com o quantidade, normalmente 30days após o depósito
Detalhes da embalagem	Estéril: 1 saco de plástico dos PCes/papel, 50 PCes/ctn Não esterilizar: 1 PCes/saco, 50 PCes/ctn Ou como suas necessidades

Características de Folha de slides do paciente PP

- 1) Feito de telas não tecidas da alta qualidade, non tecido SMS, PP, ou PP + PE 60g-120g;
- 2) Com manusear, facilmente utilizado para transferir o corpo do paciente;
- 3) Suporta até 300 libras. Tamanho: 85cm W x 195cm L

Retrato da folha de correção do paciente do peso pesado dos PP



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

