

Característica do produto

1. Disponível, suave, gravata no pescoço e cintura, punhos knitted

2. Cool e confortável de usar.

Peso 3. Luz, durável

4. Resistência do fluido

5. Usado no hospital ou clínica para proteção

6. Material: PP Nonwoven com PE revestida

7. Colour: cor amarela

Peso 8. Gram: 35g

Nossa vantagem

1. Fabricante diretamente

2. ISO13485, CE, certificado FDA

Capacidade: 100, 000 pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;

4. OEM aceitável, serviço em 24 horas.

Os vestidos de isolamento descartáveis são feitos de material protetor de isolamento de alto desempenho. Amplamente utilizado na oficina protetora de segurança médica, asséptica, isolamento de proteção, fábrica de eletrônicos de mineração, fábrica de alimentos Animais de criação de criação de biológico e assim por diante.

Com dois tipos de processos: costura e ultrassonografia térmica.

Características do material

PP + PE proteção não estéril Surgical Scips

É feito de material PP + PE, livre de látex; Resistente à abrasão; Repelente completamente impermeável fluido e álcool.

Cor amarela.

Peso material: 35gsm.

Amarre no pescoço, punhos de malha, reforçado.

Nome	Vestidos de isolamento descartáveis.
Material	Pp + pe.
Estilo	Amarre no pescoço, punhos de malha, reforçado
Tamanho	Tamanho livre
Cor	Amarelo
embalagem	10 pcs / caixa, 10 sacos / ctn não estéril
Design de embalagem	Toda a caixa interna e a impressão da caixa podem ser como seu projeto
MOQ.	5000 PCs.
Amostra	pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de 3 dias

Maneira de pagamento	T / t.
Tempo de entrega	Capacidade: 100.000 pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai.