

Product details

China fabricante químicos macaco de protecção

- 1, Cor: branco
- 1, punhos elásticos, e punhos de malha estão disponíveis;
- 2, Coverall com capa com botas;
- 3, joelheira disponível;
- 4, a fita de Adhesive disponível;
- 5, a cobertura individual ou duplo sobre a fita adesiva zíper e estão disponíveis;
- 6, costurado com emenda fita (mais uma opção sobre a mesa *OPÇÃO OEM*);
- 7, os padrões referenciados (categoria III)
 - (1), tipo 5, EN 13982-1: 2004: PPE contra airborme sólida;
 - (2), tipo 6, EN 13034 + EN 468: PPE contra o baixo nível de pulverização;

Especificação de macaco de protecção china fabricante de produtos químicos

Nome do Produto	macaco de protecção, os macacões industriais melhor qualidade, china fabricante de produtos químicos atacado uniforme de proteção química
Material	película microporosa SF
Peso líquido	5,5 kg / carton
Estilo	botas de capuz Zipper
Embalagem	1piece por bolsa 50 peças por caixa
cartão	48 * 30 * 50 centímetros, etc
Aplicação	Utilizado na clínica, hospital, farmácia, restaurante, processamento de alimentos, salão de beleza, indústria de eletrônicos, etc.
MOQ	100cartons
Amostra	amostras grátis será preparado a pedido
capacidade de fornecimento	5000 caixas por mês
porto de carregamento	Wuhan ou Shanghai
Termo de pagamento	T / T, L / C, D / P, D / A, WesternUnion, Paypal, compromisso, etc
prazo de entrega	15 dias ou dependem da quantidade da ordem
Certificado	CE, FDA, ISO, Free Style, etc

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, amostra grátis.
- 2, ordem pequena aceitável;
- 3, termos L / C, T / T, D / P disponíveis;
4. FOB, CNF, CIF, termos EXW disponível;
- 5, preço competitivo e estável, porque nós somos fábrica.
- 6, produtos qualificados. 3ª inspeção de produtos parte é aceitável.
- 7, serviço de OEM. Mais opções no material, modelo, tamanho e embalagem;
- 8 e prazo de entrega. O melhor tempo de espera é 25-30 dia para um recipiente 40HQ.
- 9, Professional serviço de exportação. Documentação, desembaraço, transporte marítimo, tudo em um.
- 10, bom serviço pós-venda. Tomamos queixas de cuidados como gostaríamos de ser seu fornecedor a longo prazo!