

Introdução de macaco não tecidos descartáveis:

não tecidos descartáveis em geral feita a partir de material de polipropileno hidrofóbico, livre de látex; resistente à abrasão; fiapos baixo; com um nível elevado de repelência de líquidos.

Color: branco, verde, azul, amarelo, Laranja e assim por diante

Densidade: 30-65gsm.

UMA APLICAÇÃO:

1. Pois, farmacêutica, setor médico cirúrgica, laboratorial industrial
2. Para evitar a propagação de fluidos corporais e conteúdo respingos de sangue e isolar poeira, partículas, álcool, sangue, bactérias e invasão de vírus.
3. Amplamente utilizados para a oficina dustless, clínica, a indústria de proteção.

Embalagem:

Embalagem: 5 pcs / saco, 50 unidades / Ag ou 1 pcs / bag, 50 pcs / ctn
O logotipo da empresa pode ser impresso no saco interior e caixas.

Guia de tamanhos:

C
A
R
T
A
D
O
T
A
M
A
N
H
O
R
D
I
N
Á
R
I
A
(
B
e
m
-
v
i
n
d
o
t
a
m
a
n
h
o
s
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
a
d
o
s
)

**M
X
L
A
S
O
U
R
A
P
E
D
T
O
T
o
l
e
r
â
n
c
i
a
d
e
±
2
c
e
n
t
í
m
e
t
r
o
s
e
m
d
i
m
e
n
s
ã
o**

Especificação de terno não tecidos descartáveis:

Nome geral não tecidos descartáveis

Material	PP não tecidos
Estilo	Com / sem capuz, com / sem elástico na cintura, com / sem inicialização pode estar disponível.
Tamanho	S-6XL
Cor	branco, verde, azul, amarelo, Rosa, vermelho, cinza, etc. preto
embalagem	5pcs / box, 10 sacos / ctn
design de embalagem	toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
MOQ	5000 pcs
Amostra	podem ser fornecidos gratuitamente para a sua qualidade corrente no prazo de 3 dias
Pagamento caminho	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, COMPROMISSO,
Tempo de entrega	Capacity: 10,000pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
FOB porto	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Imagem de macaco não tecidos descartáveis:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL SUPPLY CO., LTD.

