

## Descrição da tampa clipe descartáveis:

Material: PP não urdido

Cor: branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho (Todas as cores pode estar disponível)

Estilo: única elástica ou dupla elástica

Peso: 10g-30g

Tamanho: 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 28 "

Detalhes de empacotamento: 100 unidades / bag, 20 pcs / ctn

Certificação: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origem: China

## Especificação da tampa clipe descartáveis:

Material	PP não tecidos
Peso	10-30 g
Estilo	Elástica (látex livre), simples e dupla estilo elástica
Tamanho	18 ", 19 ", 21 ", 24 ", 28 "
Cor	branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho (todas as cores podem estar disponíveis)
embalagem	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
tamanho da caixa	58x25x27cm
aplicações	hospitalar pessoal médico clínicos e pacientes. livre de poeira oficina , laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante
MOQ	100.000 PCS

## Imagens de cap clipe descartável:





#### PERGUNTAS FREQUENTES:

**(1) É fabricante ou uma empresa comercial?**

Nós somos um fabricante localizado na cidade de Xiatao, Hubei. Bem-vindo a visitar a nossa fábrica.

**(2) Posso obter amostras para teste de qualidade? ordem da fuga pequena aceitável?**

Sim, nós gostaríamos de lhe enviar amostras para avaliação. ordem da fuga pequena também é bem-vinda.

**(3) Você pode oferecer um serviço personalizado?**

tamanho sim, personalizado e marca OEM disponível.

**(4) O que há de seus principais produtos?**

Nossos principais produtos incluem máscara facial descartável, gorro descartável, macacão descartável, Jaleco, avental cirúrgico, avental descartável, tampa da sapata, etc.

**(5) Qual é o seu tempo de entrega?**

normalmente dentro 15 dias para o recipiente 20 pés.