

### Especificação de macacão branco descartável:

1. macacão descartável é feita a partir de material de protecção de isolamento de elevado desempenho.
2. ternos PP (2 peças Pants & Top) V-neck bloqueadas
3. Com capuz não boot, 2 peças (calças & top)
4. Elastic em pulsos e tornozelos, elástica sobre o capô, cinco centímetros elástica ao redor da cintura.
5. Sem fechos, sem botões e sem Velcro na parte superior. Costura no meio da frente para o topo.
6. Material: não tecido PP muito macio, de cor branca. Com a mudança Crouch.

### Guia de tamanhos macacão branco descartável:

Tamanho: M (Top 74x116cm, 106x112cm Inferior)  
Tamanho: L (Top 78x124cm, 108x116cm Inferior)  
Tamanho: XL (Top 82x130cm, 112x120cm Inferior)  
Tamanho: 2XL (Top 88x136cm, 120x124cm Inferior)  
Tamanho: 3XL (Top 94x142cm, 128x132cm Inferior)  
Tamanho: 4XL (Top 100x148cm, 136x138cm Inferior)  
Tamanho: 5XL (Top 106x154cm, 142x144cm Inferior)

### Descrição do macacão branco descartável:

Produto nome	descartável tipo macacão 5 Non Woven
Material	Folha microporosa
Peso líquido	5,5 kg / carton
Estilo	Collar zipper
Embalagem	1piece por bolsa 50 peças por caixa
cartão	48 * 30 * 50 centímetros, etc
Aplicação	Utilizado na clínica, hospital, farmácia, restaurante, processamento de alimentos, salão de beleza, indústria de eletrônicos, etc.
MOQ	100cartons
Amostra	amostras grátis será preparado a pedido
capacidade de fornecimento	5000 caixas por mês
porto de carregamento	Wuhan ou Shanghai
Termo de pagamento	T / T, L / C, D / P, D / A, WesternUnion, Paypal, compromisso, etc
Tempo de entrega	15 dias ou dependem da quantidade da ordem
Certificado	CE, FDA, ISO, Free Style, etc

### Detalhes do retrato de branco macacão descartável:



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL

