

## Descartável zipper azul macacão:

Descartável zipper macacão azul é feito pelo material cor PP personalizado, nós também podemos fazer outra cor personalizada como o pedido. Este macaco protectora descartável é feita a partir de material não tecido PP isolamento de alto desempenho de protecção. Normalmente sido utilizado para a prova de poeira em segurança médica protetora, oficina da fábrica e assim por diante.

## Vantagens do produto:

1. O macacão zipper azul descartável é especial em mais mercado, e poderíamos fazer pedido da cor sa personalizada.
2. O material não tecido PP é o material eco-friendly, e fazer o corpo se sente tampa respirável e luz. E isso também faz com que o macaco sendo de segurança para que todos possam usar, sem estímulo para a pele.
3. Normalmente, PFE (eficiência de filtração de partículas não oleosos)  $\geq 30\%$ . BFE (Eficiência de filtração bacteriana)  $\geq (99\%)$ .
4. O material não tecido PP normal é amplamente utilizado para prevetion pó.

## material não tecido PP características:

Isto é feito de material de polipropileno hidrofóbico, livre de látex; resistente à abrasão; lint baixa; e com um elevado grau de repelência de líquidos.

A cor azul escuro é uma cor personalizada e nós também poderia fazer outra cor como seu pedido: Cor disponível para escolher: branco, verde, azul, amarelo, laranja e assim por diante.

## Normal faixa de peso de materiais: 30-65gsm.And poderíamos fazer outro material de peso como seu pedido.

Exceto o material não tecido PP, também fornecemos o material abaixo de macacão protetor descartável:

material de 1.PP + PE

-prima 2. SMS

3. material microporoso

## Especificações do macacão respirável descartável:

Material	material não tecido PP
Peso	Muitos peso poderia como seu pedido
Estilo	O estilo básico normal, sem capuz e boot, com zíper na frente, com um único colar
Tamanho	S-6XL, ou como sua solicitação de amostra
Cor	branco, verde, azul, amarelo, rosa, vermelho, cinza, etc. preto
Embalagem	5pcs / box, 10 sacos / CTN, (embalagem normal)
Design de embalagem	Todo o interior sacos e caixas de impressão pode ser como seu projeto

indicações	<p>1. Usually sido utilizado para protecção normal industrial. E também poderia ser usado para, farmacêutica, sector médico cirúrgico, industrial laboratorial</p> <p>2. Para evitar a propagação de fluidos corporais e conteúdo respingos de sangue e isolar a poeira, partículas, álcool, sangue, bactérias e vírus invasores em pouco tempo.</p>
------------	--

### Detalhes do Produto fotos:





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

