

[A propriedade de Chavers de cadeira para odontologia](#)

Todos capas de cadeira são feitos dos materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente protecção e conforto superior:

1 Tamanho: Normalmente Tamanho: 150x75cm, Cadeira de volta Travesseiro: 26 * 22 cm
Pode ser personalizado

2. feito de Não tecido, macio e confortável, limpo e sanitário.

3. conveniente e leve, fácil de usar.

4.. Ótima água repelente, amigável à pele e confortável.

[a especificação de tampas de cadeira dentária](#)

Nome	Cadeira dentária
Material	100% algodão; Spunlace Nonwoven
estilo	Com elástico ou com laços
tamanho	150x75cm, Cadeira Back Travesseiro: 26 * 22 cm ou outro tamanho pode ser personalizado
cor	Azul
embalagem	1conjunto / saco, 25 conjuntos / caixa ,Pode ser personalizado
caixa da caixa	Todo o saco interno e a impressão da caixa podem ser como seu projeto
tamanho da caixa	28 * 22 * 33 cm
Aplicações	Para hospital, clínica
MOQ	2. 000 conjuntos
amostra	pode ser fornecido gratuitamente para a sua verificação de qualidade dentro de 3 dias úteis
maneira de pagamento	t / t, paypal, l / c
tempo de entrega	Em 20-25 dias
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[a imagem de tampas de cadeira dentária](#)

DISPOSABLE DENTIST CHAIR COVER

orient honest
MEDICAL EQUIPMENT



3PCS









orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

