

Detalhes do produto:

1. Material: Polipropileno não tecido 100%
2. Tamanho: 80*190+20cm, 90*200+20cm, 160*190+20cm, 160*200+20cm, 180*200+20cm ou tamanho personalizado
3. Elastic: 5mm ao longo da largura lateral+30cm em length ou tamanho personalizado
4. Cor: azul; Branco ; Outro tamanho disponível
5. Embalagem: 10pcs/bolsa, 100pcs/caixa

Indicações:

- 1, amplamente utilizado para spa, hotel, massagem, salão, uso médico único
- 2, para impedir a propagação de líquidos corporais e o teor de respingos de sangue e isolar a poeira, partícula, álcool, sangue, bactérias e vírus que invadiam.

Especificações:

Material	Polipropileno não tecido 100%
Cor	Branco azul
Estilo	Elastics em largura
Tamanho	80*190+20cm, 90*200+20cm, 160*190+20cm, 160*200+20cm, 180*200+20cm ou tamanho personalizado
embalagem	10 pcs/caixa, 100pcs/ctn
Peso	25-65gsm ou personalizado
Pacote	Bag PE revestido, depois embalagem de papel ou personalização de papel
Característica	Durável, macio, descartável
Uso	Spa, hotel, massagem, salão, medicamento, hospital, casa

Nossos serviços:

1. Forneça produtos da mais alta qualidade
A equipe profissional de QC controla estritamente cada etapa da produção até o carregamento.
2. O tempo de entrega mais rápido
Se urgente, 1*40HQ pode ser concluído em 5 a 7 dias!
Normalmente, 1*40HQ pode ser concluído em 10 a 15 dias!
Temporada ocupada, 1*40HQ pode ser concluído em 25 a 30 dias!
3. O preço mais razoável
Investir continuamente na melhoria de nossos trabalhadores, produtos e processos qualificados
Para minimizar o custo de cada etapa!
- 4.O serviço doce e rápido
Nossos trabalhadores estarão sempre tão pacientemente dando uma resposta de suas perguntas dentro de 5 a 10 minutos.
5. Também podemos ajudar a obter produtos conectados.
Além de todos os tipos de produtos médicos descartáveis, também podemos ajudar sua fonte dos produtos conectados como sua demanda!



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

