

## Padrão de vestidos de isolamento hospitalar descartável

1. As luvas longas
2. punhos elásticos
3. laços no pescoço e cintura
4. Com embalagem esterilizada e não-esterilizada
5. As especificações diferentes estão disponíveis

## Indicações de vestidos de isolamento hospitalar descartável

1. evitar a propagação de fluidos corporais e conteúdo respingos de sangue e isolar poeira, partículas, álcool, sangue, bactérias e invasão de vírus.
2. Perfeito para operações com grandes quantidades de líquidos. Para impedir uma transferência de doenças infecciosas a partir de ou pessoal para a ferida ou vice-versa por contato direto.

## Vantagens de vestidos de isolamento hospitalar descartável

1. Latex-livre; resistente à abrasão; completamente impermeável repelente de fluido e álcool.
2. Proporcionar barreiras confiáveis para vapor de água ou sangue e outros fluidos.
3. Pode evitar a poluição e a superfície desta roupas sem manchas.
4. vestidos de isolamento são fluidos resistentes e oferecem proteção econômico, confortável e confiável.
5. Estes vestidos de isolamento têm punhos elásticos com costuras cosidas que fornecem força superior.
6. Ele pode reduzir o risco de contaminação e transmissão de infecções.

## Especificações de vestidos de isolamento hospitalar descartável

Material	PP não tecidos
Estilo	Laço / velcro na gola, laço na cintura, elástica manguito / malha
Tamanho	115 * 137 centímetros, 120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm, etc
Cor	Branco, verde, azul, amarelo, rosa, vermelho, cinza, etc. preto
tamanho da caixa	58X28X48 cm
Embalagem	Não estéril, 10 pcs / saco, 10 sacos / CTN. estéril, 1 pcs / saco estéril, 100 pcs / ctn
Design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
Peso	PP 20-65gsm; PP + PE 40-65 gsm; SMS 35-65 gsm (confortável, sem fibras de vidro, látex livre).
aplicações	Hospital pessoal médico clínicos e pacientes. livre de poeira oficina, laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante

## Fotos de vestidos de isolamento hospitalar descartável





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

