

todos [capa de inicialização](#) são feitos dos materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente protecção e conforto superior:

- materiais não lancinados são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Vário estilo pode ser personalizado de acordo com o seu requisito diferente

<b><a href="#">Tecido material</a></b>	Microporoso
<b>Estilo</b>	Com elástico
<b>Dimensões S. ize</b>	36 * 55 cm pode ser personalizado de acordo com o seu pedido
<b>cor</b>	cor branca
<b>certificado</b>	ISO13485, FDA, CE.
<b>MOQ:</b>	10000. PCs.
<b>Design de embalagem</b>	pode ser como seu projeto
<b>embalagem</b>	100 pcs / saco, 1000 pcs / caixa, ou como sua exigência
<b>Capacidade</b>	60.000. PCs por dia
<b>Tempo de entrega</b>	7-30 dias
<b>Aplicações</b>	laboratório, consultório, indústria alimentar, Workshop sem poeira

A imagem de. [Tampa de inicialização microporosa descartável](#)







