

Caps cirúrgicos não tecidos descartáveis para o médico

Especificação:

Material	Pp, spp, sbpp, sms, smms, microporoso
Cor	Branco, azul, verde, amarelo, vermelho etc
Peso de tecido	PP 10-30GSM, SMS 30-65GSM, Microporos40-65gsm
Modelo	laços em
Elástico	Único / Duplo
Tamanho	18 ", 19", 20 ", 21", 24 ".... etc
Certificado	CE, ISO13485, FDA
Embalagem	100 / saco, 2000 pcs / ctn, ou como suas necessidades
Amostra	A amostra pode ser terminada em 2 dias
Modelo	Tampa cirúrgica descartável

Vantagens:

1. Diretamente fabricante, tampa de esfregão descartável, quaisquer cores.
- 2, ISO, CE, bom proteger, látex livre, fácil respiração, eco amigável,
3. Capacidade: 200.000 pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;
4. Design de embalagem OEM, serviço em 24 horas.