

Especificação da bata cirúrgica descartável estéril:

Nome:	vestido de cirurgia estéril descartável
Material:	SMS
gramatura:	30-60 gsm
Encerramento:	com fecho de cinto ou com fecho de velcro
Aplicação:	para, farmacêutica, setor médico cirúrgica, laboratorial industrial
Tamanho:	S / M / L / XL / XXL / XXXL
Cor:	Azul escuro, etc, opcional
Embalagem:	Embalagem normal: 1pcs / polybag, 50pcs / carton
Armazenamento:	Armazenado em local seco, a umidade abaixo de 80%, ventilado, não corrosivo gases armazenem
Certificação:	CE, ISO13485

Guia de tamanhos de avental estéril descartável:

CIRÚRGICA / isolamento CARTA DE VESTIDO TAMANHO (Tamanho personalizado gráfico é bem-vinda)							
CM	S	M	eu	XL	XXL	XXXL	
ALTURA	115	115	120	125	130	135	
COMPRIMENTO CHEST	127	137	140	145	150	155	

Estilos de avental estéril descartável:

- vestido de operação A.standard com punho de malha
- vestido de operação B.standard com punho elástico
- C.half reforçada vestido de operação com punho de malha
- D.full reforçada vestido de operação com punho de malha

Vantagens de avental estéril descartável:

- material de 1.SMS: Livre-Lint, impermeável, boa força elástica, comfortable.
- Leve, não-irritante, propriedade antibacteriana, boa resistência à tração, respirabilidade Superior e anti-estática, resistência ao impacto, macio, confortável.
- Provide Uma excelente barreira ao sangue potencialmente infeccioso e outros fluidos corporais. contra respingos de produtos químicos e poeira sólida.
- Descartável SMS vestido cirúrgico, principalmente, para o médico para a operação, também disponível para usar em médicos da sala de isolamento e visitantes.
- Disposable Vestido cirúrgico SMS é o vestuário médico mais convencional, pode atingir os padrões de protecção da saúde no caso geral.
- SMS: "Três defesas" (à prova d'água, anti-álcool e anti-respingos de sangue) para cumprir as normas

médicas nacionais e internacionais.

Imagem de descartáveis vestido de operar:

