

## tampões cirúrgicos descartáveis Introdução:

tampas bufantes cirúrgicas descartáveis são feitos de material macio PP não tecido, costura e estilo automático.

Descartáveis bonés cirúrgicos não tecidos tampas de enfermagem são confortáveis para a proteção pessoal no hospital ou outro local médica.

Também os "bouffant" estilo tampas cirúrgicas é mais confortável para aqueles com cabelo mais longo. Esta é uma boa escolha porque tem mais espaço e não segurar o suor contra o couro cabeludo, que pode promover a irritação e coceira. Um cirurgião não pode ser de se preocupar arranhar sua cabeça durante a realização da cirurgia.

## bouffant cirúrgica descartável tampas Vantagens:

1. Capacidade: repele líquidos de as laterais.
2. Material: tecido não tecido PP.
3. Saneamento e qualidade de acordo com a CE, ISO13485
4. logotipos dos clientes é aceito.
5. Diferentes tamanhos e cores estão disponíveis.
6. cabelo completo que abrange feito de fibra macio e confortável, termicamente ligado luz polypropylene com uma borda elástica encapsulado.
7. Cap é compactamente dobrado em tira facilmente aberta para moldar.
8. Com simples ou dupla elástica disponíveis, em forma de pregas ou clipe com várias cores disponíveis.

## Descartáveis cirúrgicos bonés Indicações:

1. Adequado à eletrônico fabrica, restaurantes, processamento de alimentos, escola, hospital, etc. Amplamente utilizado na clínica, restaurante do hospital, loja de comida.
2. Sterile tampões descartáveis são usados para hospitalares clínicos pessoal médico e pacientes.
- tampões descartáveis 3. Non-estéreis podem ser utilizadas para a oficina livre de poeira , hospital, laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante.

## Descartáveis cirúrgicos bonés Especificações:

Material	PP não tecidos
Peso	10-30 g
Estilo	Elástica (látex livre), simples e dupla estilo elástico, com pico
Tamanho	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
Cor	azul (todas as cores podem estar disponíveis)
embalagem	100pcs / saco, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto
tamanho da caixa	58x25x27cm
aplicações	hospitalar pessoal médico clínicos e pacientes. livre de poeira oficina , laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante
MOQ	100.000 PCS

## Detalhes do retrato de tampas cirúrgicas descartáveis:





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

