

branco descartável jalecos introdução:

- Material 1. PP tecido não com anti-estática
2. 20-60g / m2 de peso
3. Elastic / malha / manguito aberta
4. manga longa / curta
5. fabricante diretamente, jalecos descartáveis, todas as cores
6. Capacidade: 10,000pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias
7. Boa barreira para fluidos e respirável, OEM design de embalagem, serviço em 24 horas
8. Nós temos a certificação CE, FDA e ISO 9001

Jaleco descartáveis características:

1. Escolha o melhor não-tecido fornecendo barreiras confiáveis e seletivos para bactérias, sangue e outros fluidos.
2. impermeável, boa resistência livre de Lint tração, confortável, respirável. Excelente para dissipar o calor do corpo, anti-estática, contra respingos de líquido
3. Os efeitos anti-bacterianos Grandes, que protejam os trabalhadores contra a exposição a várias partículas dos poluentes e inseticidas etc.

Bata de Laboratório descartável recursos materiais:

PP jaleco descartáveis feita a partir de material de polipropileno hidrofóbico, livre de látex; resistente à abrasão; lint baixa; com um elevado grau de repelência de líquidos.

Descartáveis Especificações Brasão visitante:

Produto:	descartáveis jalecos brancos
Material:	PP não-tecido
gramatura:	20-50gsm
Estilo:	mangas longas ou curtas; punho elástico ou malha; lapela / stand / redondo / colar de malha opcional com / sem bolso; com botão de pressão ou fecho de velcro
Aplicação:	para farmacêutico, sector médico, laboratorial, workshop
Cor:	Azul , Branco, Azul Escuro, etc, opcional
MOQ	5000pcs
Embalagem:	5 ou 10pcs / saco; 50 ou 100pcs / CTN;
Armazenamento:	Armazenado em local seco, a umidade abaixo de 80%, ventilado, não corrosivo gases armazém
Termos de pagamento:	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, COMPROMISSO,
Outro serviço:	OEM e personalizado Logo / marca
Certificação:	CE, ISO13485
Tempo de entrega	Capacity: 10,000pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;

Detalhes do retrato de jaleco branco descartável:

