

Descrição dos médicos paramentação chapéus:

Nome do Produto:	fabricante médico cap cirurgião China, hospitalares tampas bufantes cirúrgicos, médicos paramentação chapéus	Material:	PP Nonwoven
Cor:	brancos (outras cores podem estar disponíveis)	Estilo:	único elástica
Tamanho:	19 "	gramatura:	PP10g

Vantagens de médicos paramentação chapéus:

- 1.Pleated elástico ao redor, um amplo espaço para o cabelo longo. Ele pode impedir os cabelos caindo para evitar possíveis problemas.
- 2.Used em hospitais e salas limpas.
- 3.Breathable, não absorvente, durabilidade
- 4.PP não tecido, econômico, elegante e boa aparência.

Indicações de médicos paramentação chapéus:

Os médicos cirúrgicos matagal chapéus são usados para hospitalares clínicos pessoal médico e pacientes. E as tampas descartáveis não-estéreis podem ser utilizadas para a oficina livre de poeira , hospital, laboratório, indústria alimentar, fabrica electrónica e assim por diante.

Especificações do fabricante médico cap cirurgião China:

Material	PP não tecidos
gramagem	10g
Estilo	único elástica
Tamanho	19 ", etc.
Cor	Branco, (Otras cores podem estar disponíveis)
embalagem	100pcs / saco, 20bags / CTN, 2000pcs / ctn
design de embalagem	Toda a caixa e embalagem de impressão interno pode ser como seu projeto

tamanho da caixa	58x25x27cm
aplicações	Para hospitalares clínicos pessoal médico e pacientes. livre de poeira oficina , laboratório, indústria alimentar, eletrônico fabrica e assim por diante
MOQ	100.000 PCS

Detalhe imagens de fabricante médico cap cirurgião China:



