verde Máscaras médicas 3ply com anel de orelha interno Máscaras cirúrgicas de 3 camadas bfe>95%

descartável máscara facial cirúrgica é feita de 3 camadas, as camadas internas e externas são PP não

tecido, meio camada é papel de filtro de alto padrão 99. Com estilo Ear-loop.

Vantagens descartáveis da máscara cirúrgica

- 1. descartável máscara facial Tamanho: 17,5x9,5cm, 3 PLY.
- 2. Muito baixa resistência à respiração, livre de odores estranhos, sem qualquer estímulo sentindome.
- 3. A barra de nariz pode ser adaptável, confortável, sem fibras de vidro e sem látex.
- 4. BFE (eficiência de filtração de bactérias) ≥95% (99%).
- 5. Use tecnologia de soldagem ultrassônica, uso confortável.
- 6. branco, azul, verde, vermelho, rosa, amarelo podem estar disponíveis.

indicações de máscara cirúrgica descartável

- 1. Produtos estéreis são usado para pacientes e pessoal médico clínico de hospitais.
- 2. Produtos não estéreis podem ser usados para produtos sem poeira oficina, hospital, laboratório, indústria alimentícia, manufatura de eletrônicos e assim em.
- 3. Para evitar a propagação de fluidos corporais e conteúdo de respingos de sangue e isolar poeira, partículas, álcool, sangue, bactérias e invasores de vírus.

máscara cirúrgica descartável embalagem normal

- 1, não estéril, 50 unidades / caixa, 2000 unidades / ctn, tamanho da caixa: 52x38x30cm,
- 1 * 20 pés carga: 500 caixas, 1 * 40HQ carga: 1150 caixas.
- 2, Estéril, 1 unidade / saco, 50 sacos / caixa, 1000 unidades / ctn, tamanho da caixa: 52x19x30cm

Especificações da máscara cirúrgica descartável

Descrição	Máscaras faciais de higiene para dentistas cirúrgicos descartáveis
Material	3ply, pp não tecido 20g + filtro 20g + pp não wovn 25g
Peso	20 + 20 + 25g (confortável, sem fibras de vidro, sem látex.)
Estilo	Elástico alça de orelha (sem látex)
Tamanho	17,5x9,5cm (adulto)
II Ar	branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho (todos cores podem estar disponíveis)
embalagem	Não estéril: 50 pçs / caixa, 2.000 pçs / ctn
design de embalagem	Caixa toda interna e a impressão da caixa pode ser como seu design

tamanho da caixa	52x38x30cm
Formulários	hospital pessoal médico clínico e pacientes. oficina livre de poeira , laboratório, indústria alimentícia, eletrônica fabrica e assim por diante
MOQ	5000 PCS
Amostra	Pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de uma semana
Termo de pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / COMPROMISSO
Tempo de entrega	como você quantidade (podemos terminar 1 milhão de unidades por dia)
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou



