

Product details

Características do vestido cirúrgico SMS:

material de 1.SMS:, Impermeável, boa resistência à tração, confortável e sem fiapos.

2.Light de peso, não irritante, propriedade antibacteriana, boa resistência à tração, respirabilidade Superior

e anti-estática, resistência ao impacto, macio, confortável.

3.Provide uma excelente barreira ao sangue potencialmente infeccioso e outros fluidos corporais. contra splatter de produtos químicos e poeira sólida.

4.Disposable SMS vestido cirúrgico é o vestuário médico mais convencional, pode alcançar a saúde normas de protecção no caso geral.

5.SMS: "Três defesas» (à prova d'água, anti-álcool e anti-respingos de sangue) para cumprir normas médicas nacionais e internacionais.

Detalhes Informação do SMS reforçada vestido cirúrgico:

Nome: SMS verde reforçada planta vestido cirúrgico, hospital estéril vestido operacional, a embalagem estéril reforçada vestido cirúrgico

material: SMS

gramatura: 50 gsm

Encerramento: com fecho de cinto ou com fecho de velcro

Aplicação: para, farmacêutica, setor médico cirúrgica, laboratorial industrial

Tamanho: S / M / L / XL / XXL / XXXL

Cor: Verde, azul, etc, opcional

Embalagem: Embalagem normal: 1pcs / polybag, 50pcs / carton

Armazenamento: Armazenado em local seco, a umidade abaixo de 80%, ventilado, não corrosivo gases armazém


Certificação: CE, ISO13485, FDA

Gráfico Tamanho:

CIRÚRGICA / isolamento CARTA DE VESTIDO TAMANHO (Tamanho personalizado gráfico é bem-vinda)

| CM | S | M | eu | XL | XXL | XXXL |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| ALTURA | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| COMPRIMENTO CHEST | 127 | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 |

diagrama de SMS:



Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, amostra grátis.
- 2, ordem pequena aceitável;
- 3, termos L / C, T / T, D / P disponíveis;
4. FOB, CNF, CIF, termos EXW disponível;
- 5, preço competitivo e estável, porque nós somos fábrica.
- 6, produtos qualificados. 3ª inspeção de produtos parte é aceitável.
- 7, serviço de OEM. Mais opções no material, modelo, tamanho e embalagem;
- 8 e prazo de entrega. O melhor tempo de espera é 25-30 dia para um recipiente 40HQ.
- 9, Professional serviço de exportação. Documentação, desembaraço, transporte marítimo, tudo em um.
- 10, bom serviço pós-venda. Tomamos queixas de cuidados como gostaríamos de ser seu fornecedor a longo prazo!