Introdução de bata descartável paciente:

style: Tops e calças, estilo duas peças

mangas: com mangas compridas / mangas curtas / não mangas

pescoço: round-pescoço, decote em V

bolsos: com / sem bolsos

cintura: com o laço no ou elástica Embalagem: 1pc / saco, 50pcs / carton

Características de bata descartável paciente:

1. Proteja-se de germes, bactérias e doenças prejudiciais, tais como a gripe suína com a nossa grande seleção de vestido paciente. Oferecemos roupas hospital, vestido Paciente, vestidos de médicos do paciente em quantidades padrão e em massa.

2.muito covinient, o desgaste fácil e tirar ,pode proteger o corpo contra a água, sangue e outros fluidos prejudiciais.

Especificação de bata descartável paciente:

Material	SMS45g
Cor	azul, etc
Estilo	duas peças estilo, top e calça, manguito aberta, tornozelo, laços na cintura
tamanho	S, M, L, XL, XXL, XXXL
Aplicação	hospital, etc.
Quantidade de ordem mínima:	5.000 pcs
Preço:	Negociável
Termos de pagamento:	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Custódia, PayPal
Capacidade de fornecimento:	10,000pcs / dia, 1 * 40 recipiente HQ pode ser concluído em 15 dias
Tempo de entrega:	De acordo com a quantidade
Detalhes de empacotamento	Estéril: 1 saco de pcs / papel plástico, 50 pcs / CTN Não esterilizar: 5 pcs / bag, 50 pcs / ctn Ou como suas exigências

Imagem de ternos sms esfrega descartáveis:





Nossas vantagens:

fabricante 1.Direct: 260 trabalhadores, 25000 ☐ oficina livre de poeira, 2.12 anos de experiência, ISO, CE & amp; FDA certificada, alcance porta Wuhan 3.One hora, porta Shanhai / Guangzhou nas proximidades, etc 4.Free amostras para você avaliação e resposta rápida,

Isto é como podemos manter boa qualidade e confiável para cooperação valiosos clientes globais.

Informações de contato:

serviço VIP Remey Chi Móvel: 0.086-15623307739

Tel: 0086-27 8782 9195

O email: sales04@orienthonest.com

Skype: orienthonest04