

Clanta de aquecimento médico não tecido sem tecido sem tecido sem tecido não tecido

O cobertor médico não tecido descartável é feito de não tecido e polietário no lado.

Fornecer calor e conforto durante emergências de primeiros socorros

Amplamente utilizado para uso único-paciente

Perfeito para uso de emergência, kits de primeiros socorros, centros de atendimento de urgência, hospitais e outras instalações de assistência médica

Este material é livre de látex

Material:

100% poliéster dentro, fora do pp não tecido

Recurso: descartável, impermeável

Modelo:

Folha plana, cobertores co-amigáveis

Forma: retangular

Padrão: listrado

Uso: hotel, descartável, hospital

é_customizado: Sim

Peso: 220-700G, 220-700G

Temporada: Four Seasons

Nome do produto: cobertor médico descartável

Palavras-chave: descartáveis

Cor: azul, branco ou personalizado

Tecido: 100% polieters □ pp non woven

Uso: companhia aérea, hospital, lar de idosos

Logotipo: aceite logotipo personalizado

Design: Aceite designs personalizados

Pacote: 1pc/bolsa poli



110 X 190cm
200g
羽绒被