

**Todos [capa de inicialização](#) são feitos dos materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente protecção e conforto superior:**

- materiais não lanches são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Vário estilo pode ser personalizado de acordo com o seu requisito diferente

### **Tecido material**

Não tecido

### **Estilo**

Com elástico

### **Dimensões S. ize**

36 \* 55 cm pode ser personalizado de acordo com o seu pedido

### **cor**

Cor azul

### **certificado**

ISO13485, FDA, CE.

### **MOQ:**

10000. PCs.

### **Design de embalagem**

pode ser como seu projeto

### **embalagem**

100 pcs / saco, 1000 pcs / caixa, ou como sua exigência

### **Capacidade**

60.000. PCs por dia

### **Tempo de entrega**

7-30 dias

### **Aplicações**

laboratório, consultório, indústria alimentar, Workshop sem poeira

A imagem de. [Capa de inicialização descartável não tecida do hospital](#)

 orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL







