

Descrição do uso hospitalar jaleco não tecidos:

1. Material: PP50g
2. Cor: verde,
3. Estilo: malha gola, botão de punho / frente
4. Tamanho: S-XXXL tamanhos disponíveis
5. Embalagem: 5PCS / polybag, 50PCS / carton e como você exige
- 6.1 * 20 "FCL: 50000PCS (tolerância de diferentes tamanhos e materiais)
7. Mini quantidade: 10, 000PCS
8. Certificado: CE, FDA, ISO13485

Características do hospital de usar jaleco não tecidos:

costura 1.Hand, cor verde, cuff knitted e coleira com bolso.

2.Non irritante, propriedade antibacteriana, boa força elástica, sem fiapos, respirabilidade Superior e anti-estática, resistência ao impacto, macio, confortável.

splatter 3.Against de produtos químicos e poeira sólida.

jaleco 4.Usually não tecido com o efeito de livre de poeira e anti-vírus ser amplamente utilizado lugar público, a indústria médica, a limpeza meio ambiente, fábrica eletrônica, processamento de alimentos, escola e hospital.

LAB CARTA COAT SIZE:

tamanho jaleco gráfico

(O tamanho personalizado é bem-vinda)

CM	S	M	eu	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XXXXXL
ALTURA	100	103	107	110	112	113	120	120
COMPRIMENTO CHEST	132	135	137	140	142	147	150	158

especificação de uso hospitalar jaleco não tecidos:

Nome: uso hospitalar jaleco não tecido, revestimento do laboratório verde de alta qualidade Medical, fabricante de revestimento não tecido laboratório na China

material: PP não-tecido

gramatura: 50gsm

estilo:	mangas longas ou curtas; punho elástico ou malha; lapela / stand / redondo / colar de malha opcional com / sem bolso; com botão de pressão ou fecho de velcro
Aplicação:	para farmacêutico, sector médico, laboratorial, workshop
Cor:	verde ou padrão opcional
MOQ	5000pcs
Embalagem:	5 ou 10pcs / saco; 50 ou 100pcs / CTN;
Armazenamento:	Armazenado em local seco, a umidade abaixo de 80%, ventilado, não corrosivo gases armazém
Termos de pagamento:	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, COMPROMISSO,
Outro serviço:	OEM e personalizado Logo / marca
Certificação:	CE, ISO13485
prazo de entrega	Capacity: 10,000pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias;

Fotos de hospital de usar jaleco não tecidos:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

