

Vestido descartável é feito de Material protetor de isolamento de alto desempenho. Amplamente utilizado na segurança médica oficina protetora, asséptica, isolamento de proteção, fábrica de mineração eletrônica, Fábrica de alimentos Animais Animais Biohazard e assim por diante.

Com dois tipos de processos: costura e ultrassonografia térmica.

Características do material:

1. PP vestido.

É feito de polipropileno hidrofóbico material, sem látex; resistente à abrasão; fiapo baixo; com um alto nível de fluido repelência.

Cor: branco, verde, azul, amarelo, laranja e entao sobre

Peso material: 30-65gsm.

2. PP + PE VOOL

É feito de material PP + PE, livre de látex; resistente à abrasão; completamente líquido impermeável e repelente de álcool.

Cor: branco, verde, azul, amarelo.

Peso material: 40-65gsm.

3. SMS vestido (padrão e Reforçado):

É feito de material hidrofóbico de SMS / spunlace, sem látex; resistente à abrasão; fiapo baixo; com um alto nível de repelência de fluido; uma Boa barreira para sangue, fluidos corporais e patógenos.

Com starndard e reforçado Estilo Estilo de reforçado com reforço de proteção extra na luva & o peito que pode ser completamente impermeável fluido e repelente de álcool.

Disponível Cor: branco, azul.

Peso material: 35-65gsm.

4. vestido microporoso.

A permeabilidade é forte, antiestática; Melhor permeabilidade, em uma variedade de solventes orgânicos, ácido e álcali resistência à corrosão ao mesmo tempo, com alta resistência ao impacto Propriedades mecânicas da tenacidade, textura macia, confortável não apoiando a combustão não-irritante não-irritante, inofensiva à pele.

Cor disponível: branco

Peso material: 45-65gsm.

A especificação de vestido descartável

<b>Material de tecido.</b>	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
<b>Estilo</b>	gravata em / fita mágica no pescoço, algemas elásticas / malha,
<b>Tamanho</b>	S-5xl.
Cor	Branco azul, verde, amarelo, rosa, etc
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000pcs.
Embalagem Projeto	pode ser como seu Projeto
Embalagem	10 pcs / caixa, 100 PCS / CTN, ou como sua exigência
Tempo de entrega	Capacidade: 10.000 pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

foto





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





