

Introdução de laboratório casacos atacado para as crianças:

jalecos atacado para crianças feito por PP material não tecido, amplamente utilizado na escola, hospital e Laboratory, proporcionando boa proteção contra poeira, particles etc. É econômico para single usar.

especificações de laboratório casacos atacado para as crianças:

Produto:	laboratório casacos atacado para crianças
Material:	PP não-tecidos
gramatura:	40gsm, ou gramas como seu pedido
Estilo:	euong ou curto mangas; elastic ou malha manguito; lapela / ficar de pé / volta / malha colarinho opcional com / sem bolso; com a pressão botão ou velcro encerramento
Aplicação:	para médicos, farmacêuticos, laboratorial, workshop setor
Cor:	Azul, Branco, Azul Escuro, etc, opcional
MOQ	5000pcs
Embalagem:	1 ou 5pcs / bag; 50 ou 100pcs/ CTN;
Armazenamento:	Armazenado em local seco, a umidade abaixo de 80%, ventilado, não corrosivo gases armazém
Termos de pagamento:	T / T, L / C, D / P, Paypal, etc
Outro serviço:	OEM e personalizado Logo / marca
Certificação:	CE, ISO13485

Nossa vantagem:

- oficina limpa 1.5, 000 metros quadrados absolutamente dustless para a tomada de roupas
2. Nós furamos a norma rigorosa inspeção de qualidade na produção, garantindo a alta qualidade.
3. O projeto diferente de produtos está disponível em seu pedido.

4. Amostras e personalização disponíveis

Imagens de crianças jalecos descartáveis:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

