

leve confortável [capa de cama descartável para hospital/SPA](#)

Nós somos [fabricante de capa de cama descartável na China](#) Feito de Material protetor de isolamento de alto desempenho. Amplamente utilizado em hospitais para leitos de emergência e leitos cirúrgicos. [capa de cama descartável](#) é usado em hotéis e camas de massagem. Para evitar a propagação de fluidos corporais e respingos de sangue e isolar poeira, partículas, álcool, sangue, bactérias e vírus invasores.

Material	PP,PP/PE,SMS,SMMS
Estilo	Extremidades planas e elásticas, extremidades quadradas, rolo
Tamanho	80x19020cm,90x20020cm,160x19020cm,160x20020cm,180x20020cm.....
Cor	branco, verde, azul, amarelo, rosa etc.
Embalagem	10 unidades/caixa, 10 sacos/ctn ou 5 unidades/saco, 50 unidades/saco
Design de embalagem	pode ser como seu design
Quantidade mínima	5000 unidades
Amostras	pode ser fornecido gratuitamente para sua verificação de qualidade dentro de 3 dias
Prazo de entrega	Capacidade: 10.000 unidades/dia, 1*40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias
Porta FOB	Wuhan/Xangai/Ningbo/Guangzhou

Foto





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

