

## Especificações principais / características especiais:

### 1. Produto TAMANHO:

S m l xl xxl

### 2. Material:

Pp 30-70gsm.

SMS 30-70GSM.

SF 50-70cm.

Pp + PE 30-60GSM

### 3. material TRATAMENTO:

Material TratamentoResult.

Anti-água: sim

Anti-poeira: sim

Anti-estático: sim / não

Anti-Sangue: Sim / Não

Anti-Álcool: Sim / Não

### 4. Cor: Branco, Azul, Escuro Azul, laranja e assim por diante

### 5. USEAGE:

A. Kimonobe. usado no spa e sauna para conveniência o corpo contra a água e a poeira.

B. Kimono Can ser usado na massagem para relaxar seu corpo.

C.kimono. Pode ser usado na sala de limpeza, por exemplo, o GMP.

D.kimono. pode ser usado no hospital.

### 6. Embalagem:

10 pc / saco, 100 pcs / ctn

### 7. OEM. SERVIÇO:

Uma lata Imprima a banda para o nosso cliente no saco PE

B.Can. Imprima a banda para o nosso cliente na caixa da caixa

### 8. Amostras:

Amostras pode ser enviado em 3 dias depois de confirmar.

## 9. Entrega DATA:

Pode ser enviado em 15 dias após receber o Deposite.

<b>Nome do Produto:</b>	Uma vez use molho spa
<b>Tamanho:</b>	S: 110 * 130 cm; M: 115 * 137cm, L: 120 * 140 cm, XL: 125 * 145cm; XXL: 130 * 150 cm Ou personalizado.
<b>Cor:</b>	Branco, azul, rosa, amarelo ou personalizado
<b>Material:</b>	SBPP, SMS, Spunlace
<b>Amostra:</b>	Amostras grátis disponíveis
<b>Aplicativo:</b>	Usado principalmente em spa, beleza hospital de salão etc.
<b>MOQ:</b>	5000pcs.
<b>Pacote:</b>	10 pc / saco, 100 pcs / ctn
<b>Pagamento:</b>	T / t, l / c
<b>Tempo de entrega:</b>	Envio em 20 dias

Fotos de produto:









