

## Lençóis descartáveis

Lençóis descartáveis é feito de Material protetor de isolamento de alto desempenho. Amplamente utilizado no hospital para Cama de emergência e cama cirúrgica. Também usado em hotéis e cama de massagem. Para impedir a propagação de fluidos corporais e conteúdo de respingos de sangue e isolar a poeira, partícula, álcool, sangue, bactérias e vírus invadindo.

### A especificação de lençóis descartáveis

<b>Material de tecido</b>	Pp, pp / pe, sms, smms
<b>Estilo</b>	Extremidades planas, elásticas, extremidades quadradas, rolo
<b>Tamanho</b>	80x190 + 20cm, 90x200 + 20cm, 160x190 + 20cm, 160x200 + 20cm, 180x200 + 20cm .....
<b>Cor</b>	Branco, verde, azul, amarelo, rosa etc.
<b>Embalagem</b>	10 pçs / caixa, 10 sacos / ctn ou 5 PCs / saco, 50 pcs / saco
<b>Embalagem Projeto</b>	pode ser como seu Projeto
<b>MOQ.</b>	5000pcs.
<b>Amostras</b>	pode ser fornecido gratuitamente para sua qualidade Verificação dentro de 3 dias
<b>Tempo de entrega</b>	Capacidade: 10.000 pcs / dia, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias
<b>Porta FOB.</b>	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

### Fotos











