Introdução de médicos tampas médico baratos:

Marca: ORIENT HONESTO

Certificação: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origem: China, província de Huibei, cidade Xiantao

Material: tecido não urdido

Cor: Rosa, (Todas as cores pode estar disponível)

Estilo: tampas de grampo elástico sinlge

Peso: 10g

Tamanho: 19 "

Detalhes de empacotamento: 100 unidades / bag, 20 pcs / ctn

Caracteristicas de médicos tampas médico baratos:

Não-tecidos tecido em si tem as características de ambiente amigável, bom anti-vírus, luz peso, poeira, custo mais barato, nenhum dano ao meio ambiente natural, etc .. assim que o artigo médico tampas médico baratos permeabilidade é forte, adequado para muito tempo para desgastar. Também é bom para

viajando e efeito óbvio, pode bloquear o flutuador, poeira e microrganismos, etc. normal para o uso descartável, requisitos mais elevados para saúde ambiental, impedir que o cabelo, caspa, etc.

Aplicação de médicos tampas médico baratos:

cor-de-rosa médicos tampas médico baratos, paramentação tampas fornecedor, de enfermagem descartáveis tampão cirúrgico terno para o médico, higiene dos alimentos, eletrônica, dustfree sala limpa, têxtil e outras indústrias.

Detalhes do Produto fotos:





