

Introdução do cap clipe descartáveis:

Marca: ORIENT HONESTO

Número modelo: OH-1001, OH1002, OH1003

Certificação: CE / ISO13485 / FDA

Lugar de origem: China

Material : Não tecido PP

Cor: branco, verde, azul, rosa, amarelo, rosa, laranja, roxo, vermelho (todas as cores podem estar disponíveis)

Estilo: tampas de grampo elástico

Peso: 10g-30g

Tamanho: 18 ", 19 ", 21 ", etc.

Detalhes de empacotamento: 100 unidades / bag, 20 pcs / ctn

Especificações do cap clipe descartável:

Produto:

'Cap clipe de Material médico de alta qualidade coloridas não-tecidos simples ou duplas elásticos 19' '20' 21 " tamanho personalizado

Material:

pp não tecido com elástica

gramatura:

10g ~16g

Estilo:

Único elástica ou dupla elástica

Tamanho:

19 ", ou 18 ", 20 ", 21 ", Etc.

Cor:

Branco, Verde, amarelo, Azul, etc.

MOQ

100,000pcs

Embalagem:

100pcs / saco; 2000pcs / ctn

Aplicação:

para agregado familiar, , Cirúrgica, farmacêutica, laboratorial, o setor industrial médicas, pintura, sala de limpeza, etc.

Armazenamento:

Armazenado em local seco, a umidade abaixo de 80%, ventilado, não corrosivo gases armazém

Termos de pagamento:

T / T, L / C, Paypal, D / P, D / A, etc.

Outro serviço: OEM e personalizado Logo / marca

Certificação: CE, ISO13485, FDA


Características do cap clipe descartável:

1. Respirável, não absorventes, durabilidade
2. Com simples ou dupla elástica disponíveis, em forma de pregas ou clipe com várias cores disponíveis.
3. eficiência de filtração de bactérias (BFE) atingiu 99,1%. Esta taxa é muito maior do padrão normal de 97%.
4. amostras grátis e personalização disponíveis
5. tampa em forma de clipe antes desdobrado
6. Poderíamos garantir melhor qualidade, entrega rápida, material novo desenvolvimento.

Imagens de cap clipe descartável:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

