

todos tecido não tecido para vestido cirúrgico descartável são feitos dos materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente protecção e conforto superior:

- materiais não lancinados são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- camadas de construção altamente respiráveis permanecem legais, mesmo durante casos longos
- Vário estilo pode ser personalizado de acordo com o seu requisito diferente

Tecido material

Material SMS.

Estilo

Com velcro no colarinho, amarrar na cintura algemas de malha

Dimensões S. ize

X-3xl.

tecido w Oito

30-60g, c deve Seja como seu pedido

cor

Cor azul

certificado

ISO13485, FDA

MOQ:

10000. PCs.

Design de embalagem

pode ser como seu projeto

embalagem

1 pc / saco de papel de plástico, 50 pcs / ctn, ou como sua exigência

Capacidade

60.000. PCs por dia

Tempo de entrega

7-30 dias

Aplicações

laboratório, consultório, indústria alimentar, Workshop sem poeira, hospital

A imagem de. [tecido não tecido para vestido cirúrgico descartável](#)







Ultrasonic seams
More firm and durable



Tie-On closure



Hook & Loop
closure



cover main parts with film



Elastic cuff



Knitted cuff

Multi materials for your choice



PP



SMS



Microporous

