

Detalhes do produto:

1. Material: polipropileno não tecido 100%
2. Tamanho: 80 * 190 + 20cm ou tamanho personalizado
3. Elástico: 5mm ao longo de largura lateral + 30cm em comprimento ou tamanho personalizado
4. Cor: azul; Branco ; outro tamanho disponível
5. Embalagem: 10 pcs / saco, 100 pcs / caixa

Indicações:

- 1, amplamente utilizado para spa, hotel, massagem, salão, médico
- 2, para evitar a propagação de fluidos corporais e conteúdo respingo de sangue, e isolar a poeira, partícula, álcool, sangue, bactérias e vírus invadindo.

Especificações:

Material	Tampa de cama descartável não tecida
Cor	azul ou como pedido
Estilo	Elásticos na largura
Tamanho	80 * 190 + 20cm ou tamanho personalizado
embalagem	10 pcs / caixa, 100 pcs / ctn
Peso	25GSM ou personalizado
Pacote	no saco, depois pacote de papelão ou personalizado
Característica	Durável, macio, descartável
Uso	Spa, Hotel, Massagem, Salão, Medicinal, Hospital, Casa

Nossos serviços:

1. Forneça os produtos da mais alta qualidade

A equipe de QC profissional controla estritamente cada etapa da produção até o carregamento.

2. O tempo de entrega mais rápido

Se urgente, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 5-7days!

Normalmente, 1 * 40HQ pode ser concluído dentro de 10-15 dias!

Temporada ocupada, 1 * 40HQ pode ser concluída dentro de 25-30 dias!

3. O preço mais razoável

Investir continuamente em melhorar nossos trabalhadores, produtos e processos qualificados

Para minimizar o custo de cada etapa!

4. O serviço doce e rápido

Nossos trabalhadores serão sempre tão pacientemente fazendo uma resposta de suas perguntas dentro de 5 a 10 minutos.

5. Nós também podemos ajudar a fornecer produtos conectados.

Além de todos os tipos de produtos médicos descartáveis, também podemos ajudar sua fonte os produtos conectados como sua demanda!

<https://www.china-disposable.com/products/Nonwoven-bed-cover.html#.yn7csogzauk>