

especificações:

Item	não tecido casaco visitante descartável, descartável jaleco não tecido branco, PP jaleco não tecido com botões
Material	PP tecido não tecido
Tamanho	M: 115 * 135cm, L: 120 * 140cm, XL: 130 * 150CM
Peso	17-65 gsm
Cor	Branco, azul, amarelo, verde, rosa e assim por diante
Estilo	manguito de malha, gola de malha, botões da frente
Características	Impermeável, à prova de poeira, anti-estático e assim por diante
Aplicação	Hospital, sala limpa, fábrica e assim por diante
Pacote	5 pcs / saco PE, 50 sacos / CTN, ou como sua exigência
Certificado	CE / ISO13485 / FDA

Descrição:

- 1.Light e respirável para o corpo.
- sentindo a mão 2.Soft e confortável.
- 3.No estímulo para a pele.
- 4.Providing barreiras confiáveis para vapor de água ou sangue e outros fluidos.
- 5.It pode evitar a poluição e a superfície desta roupas sem manchas.
- 6.Materials ou outras especificações de acordo com a exigência dos clientes.

Aplicação:

PP não jaleco descartáveis tecido pode ser usado no hospital, laboratório, actividades ao ar livre antivírus, eletrônico fabrica, em qualquer lugar precisam de proteção. Prevenir e isolar poeira, partículas, álcool, sangue, bactérias e invasão de vírus.

Também pode ser usado como uma visita protection.Prevent para atravessar infecção em tratamento médico no campo de saneamento. Econômica e descartável. De acordo com o padrão de higiene.

As fotos:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

