

todos [capa de inicialização](#) são feitos dos materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente protecção e conforto superior:

- materiais não lancinados são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Vário estilo pode ser personalizado de acordo com o seu requisito diferente

Tecido Material	Não tecido
Estilo	Com elástico
Dimensões S. ize	36 * 55 cm pode ser personalizado de acordo com o seu pedido
cor	Cor azul
Certificado	ISO13485, FDA, CE.
MOQ:	10000. PCs.
Design de embalagem	pode ser como seu projeto
embalagem	100 pcs / saco, 1000 pcs / caixa, ou Como sua exigência
Capacidade	60.000. PCs por dia
Tempo de entrega	7-30 dias
Aplicações	Laboratório, consultório, Indústria alimentar, oficina sem poeira

A imagem de. [Tampa de perna descartável da tampa da sapata da bota do PP](#)







